

"JE PARTICIPE AU PROGRAMME DE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL"

Un petit geste pour vous.
Un grand geste pour votre santé.

Questions fréquentes

- **Le prélèvement ne s'est pas passé correctement (p. ex. il y a eu des urines sur mes selles) que dois-je faire ?**

Appelez les Laboratoires Réunis
Tel : **(+352) 780 290-1**. Ils vous donneront les conseils adaptés à votre situation.

- **Dois-je payer pour ce test de dépistage ?**
NON.

- **Puis-je déposer l'enveloppe bleue avec mon prélèvement dans un autre laboratoire ?**

NON, vous devez déposer votre prélèvement soit dans la boîte aux lettres, soit dans un centre de prises de sang des Laboratoires Réunis de votre choix.

- **Qui recevra mon résultat ?**

Vous-mêmes, le médecin que vous aurez désigné sur votre fiche d'identification, ainsi que le médecin du centre de coordination des programmes de dépistage des cancers*. Le résultat sera envoyé dans 15 jours au plus tard.

- **J'ai déjà envoyé mon test mais j'ai oublié d'y ajouter le formulaire avec mes données personnelles. Que faire ?**

Appelez dès que possible le siège des Laboratoires Réunis (Tél. : 78 02 90-1) pour les informer de votre oubli. Si nécessaire, un nouveau test vous sera envoyé par la poste.

* Plus d'informations, contactez le :

Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers
Ministère de la Santé, Direction de la santé
Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg
Tel : (+352) 247-85641, e-mail : colorectal@ms.etat.lu

sites : www.plancancer.lu ou www.sante.lu

"JE PARTICIPE AU PROGRAMME DE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL"


MODE D'EMPLOI LE TEST EN 12 ÉTAPES



Retrouvez la vidéo-mode d'emploi à l'adresse

www.montest.lu


COMMENT FAIRE LE TEST ?



- **Sortez la fiche d'identification** qui se trouve dans la pochette ① et remplissez-la.



- **Découlez la grande étiquette blanche** située sur votre lettre d'invitation et collez-la sur la fiche d'identification.



- **Sortez le tube** de la pochette ③.
- **Découlez la petite étiquette bleue** qui se trouve sur votre lettre d'invitation et collez-la sur le côté plat du tube à l'endroit portant la mention « Nom, Date ».



- **Vérifiez** que seule l'extrémité soit recouverte de selles.
- **Remplacez le bouchon** avec la tige dans le tube.



- **Refermez bien le tube et secouez-le** énergiquement pour permettre au liquide de se mélanger avec les selles.



- Assurez-vous d'avoir **correctement collé** l'étiquette bleue sur le tube.
- **Entourez le tube avec le papier vert absorbant et placez-le dans la boîte** plastique de protection.



- **Urinez juste avant** de commencer votre test.
- **Sortez le papier de recueil des selles** de la pochette ③ et collez-le sur la lunette des toilettes à l'aide des autocollants. Appuyez doucement sur le papier pour faire un petit creux.
- **Installez-vous sur le WC** et déposez vos selles.



- **Dévissez le tube** pour l'ouvrir. **Sortez le bouchon** avec sa tige verte.



- **Grattez la surface des selles** à plusieurs endroits à l'aide de la tige de manière à ce que l'embout strié soit recouvert de selles.



- **Placez la boîte plastique de protection contenant votre tube dans le « Safety Bag »** en plastique transparent qui se trouve dans la pochette ②, que vous collez hermétiquement.



- **Placez votre fiche d'identification remplie et le « Safety Bag »** contenant votre prélèvement dans l'enveloppe prépayée (pochette ②). Fermez votre enveloppe bleue hermétiquement.



- **Postez l'enveloppe bleue le jour-même.** Si ce n'est pas possible ou si vous êtes à la veille de weekend ou de jour férié, conservez l'enveloppe au frigo **maximum 3 jours**.
- Vous pouvez aussi la déposer directement dans un centre de prise de sang des Laboratoires Réunis (www.labo.lu/centres).